

„Ich bin begeistert!“



Juwel-Badelifte

Endlich wieder
sicher baden

– ganz ohne fremde Hilfe!



MEDIZINPRODUKTE



Ein entspannendes Vollbad – Lebensqualität pur!

„Ein wohlig-warmes Vollbad ist für mich schon immer ein richtiges Lebenselixier gewesen. Nichts entspannt mich mehr, hier kann ich auftanken und mit Leib und Seele genießen. Dieses Lebensgefühl will ich mir bewahren.“

Baden ist weit mehr als Körperreinigung. Baden ist Entspannung für Leib und Seele – und auch für den Geist. Beim Baden tauchen wir buchstäblich in eine andere, schöne Welt ein. Umso einschneidender ist der Verlust, wenn wir auf Grund von Alterserscheinungen und körperlichen Einschränkungen auf diesen Komfort verzichten müssen.

Wenn das Einsteigen in die Wanne zum Problem wird, wenn das Hinsetzen und Aufstehen ohne fremde Hilfe nicht mehr möglich ist – was dann? Wird das wohltuende Baden dann zur wehmütigen Erinnerung, zum Schicksal, das wir zu akzeptieren haben?

Wir meinen: Nein!

Der Juwel-Badelift gibt Ihnen den Badespaß zurück. Genießen Sie wieder dieses einzigartige Gefühl völliger Entspannung, vergessen Sie die Sorgen des Alltags, baden Sie in Erholung und Glücksgefühlen – ganz ohne fremde Hilfe, wann immer Sie wollen.

Bei der Konzeption des Juwel-Badelifts spielt Ihre Sicherheit die Hauptrolle. Mit modernster Technik hilft er Ihnen beim sicheren Hinsetzen und Aufstehen.





Die Bedienung des Juwel-Badelifts ist ganz einfach. Auf Knopfdruck gleiten Sie in das Wasser hinein und auf Knopfdruck werden Sie wieder herausgehoben.

Ganz einfach bedienen – und ganz einfach genießen!

Problemlos und sicher kommen Sie in die Badewanne und wieder heraus.

Per Knopfdruck lassen Sie das Band aus dem Gerät und haken es an der Halterung ein. Sie setzen sich auf den Wannenrand und gleiten auf das Badeband, dann drücken Sie einfach auf den Knopf „Pfeil nach unten“ und fahren automatisch sanft ins warme Wasser – bis auf den Wannenboden. Dabei können Sie in jeder Position stoppen.



Sie können nichts falsch machen. Zusätzlich sind zahlreiche Sicherheitsfunktionen in das Gerät integriert.

Jetzt lehnen Sie sich zurück, entspannen und genießen...



Wenn Sie Ihr Vollbad beenden möchten, drücken Sie einfach auf den Knopf „Pfeil nach oben“. Sie werden automatisch hochgefahren. Nach dem Gebrauch rollt das Band per Knopfdruck wieder ein.

Die Badewanne ist jetzt wieder frei und für Ihre Familie für „normales“ Baden nutzbar.



„So einfach und sicher – ich gönne mir mein Badevergnügen!“



Viel Vergnügen – mit Sicherheit und Komfort!

Der Juwel-Notrufschalter

Körperliche Beeinträchtigungen können sich akut verschlimmern, auch in der Badewanne. Für einen solchen Fall wurde beim Juwel-Badelift 1 ein Notrufschalter integriert. Damit bekommen Sie auf Knopfdruck Hilfe.



Die Juwel- Fernbedienung

Mit zwei Tasten zum Heben und Senken des Sitzbandes. Damit sind auch erhebliche Beweglichkeitsdefizite kein Grund mehr, auf Badespaß zu verzichten. Die Fernbedienung verfügt über Saugnäpfe und lässt sich deshalb überall befestigen. In die Fernbedienung ist der Notrufschalter integriert.

Das Juwel-Sitzband

- aus körperfreundlichem PVDC-Gewebe
- temperaturbeständig
- farbecht
- antibakteriell
- ohne Schwermetalle
- ohne Formaldehyd
- für Allergiker geeignet

Die Wasser- und Badezusatzaufnahme liegt bei unter 0,01%.



Sichere Akku-Stromversorgung

Der Akku ist ganz einfach herausnehmbar und erlaubt Ihnen über 30 Wannengänge. Erst dann muss er wieder aufgeladen werden.



Alles klar auf einen Blick

Das überschaubare Farb-Display zeigt Ihnen auf einen Blick alles, u.a.

- Wassertemperatur
- Akku-Ladezustand



„Einfach genial – einfach perfekt“



Juwel-Badelift 1

Mit Notrufschalter, Farbdisplay und Fernbedienung

Sie bekommen den Juwel-Badelift in verschiedenen Ausführungen, mit oder ohne Display-Anzeige und Notrufschalter. Wie Sie sich auch entscheiden:

- die Bedienung ist extrem einfach
- und Sie baden in aller Lebensfreude



Juwel-Badelift 2

Mit LED-Anzeige für Betrieb und Akkuladezustand, optional mit Fernbedienung

Was so schöne Auswirkungen auf Ihr Leben hat, sollte auch selbst einfach schön sein. Alle Funktionsteile sind aus 100% Edelstahl – zusammen präsentieren sie ein edles Design mit dezenter Präsenz.

Ihre Vorteile – Punkt für Punkt

Die Juwel-Badelifte

- passen in jede Badewannenform
- sind ganz einfach und praktisch zu bedienen – per Knopfdruck
- haben ein dezent-formschönes Design
- lassen Sie direkt auf dem Wannenboden sitzen
- sind auch für Mietwohnungen bestens geeignet
- benutzen als Stromquelle einen herausnehmbaren **24-Volt-Hochleistungsakku**
- sind nach allen einschlägigen Normen der EU zertifiziert
- auf Wunsch mit **integriertem Notrufschalter**
- Badelifte sowie Fernbedienung sind **absolut wasserdicht**
- alle Funktionsteile aus **100% Edelstahl**
- Abmessungen ab ca. 43 cm Breite/ 20 cm Höhe/9,5 cm Tiefe
- Sitzband ohne Wasser- und Badezusatzaufnahme
- **abnehmbare Rückenlehne** auf Wunsch
- wahlweise großes überschaubares Display oder LED-Anzeige für Betrieb und Akku
- auch für Herzschrittmacherpatienten geeignet

Wir bieten Ihnen
10 Jahre Garantie!

Made in
Germany
Eigene Produktion



Schnelle und saubere Montage – unkomplizierter Einbau!

Der Juwel-Badelift wird von eigens dafür ausgebildeten Fachleuten innerhalb von etwa einer Stunde montiert. Das Gerät kann an jeder Art von Wand befestigt werden. Nach der Arbeit verlassen unsere Profis Ihr Bad in sauberem Zustand. Natürlich bekommen Sie dann von unserem Fachpersonal eine ausführliche Einweisung in alle Funktionen des Badelifts.



*„Sich zurücklehnen können, den samtigen Schaum genießen –
wirklich ein schönes Stück Lebensqualität“*



Nur bei Juwel: Die abnehmbare Rückenlehne

Sei es aus Gründen der körperlichen Beeinträchtigung, sei es einfach, weil Sie es besonders komfortabel haben möchten: Die Juwel-Rückenlehne ist die attraktive Abrundung unseres Programms. Das PVCD-Gewebe weist die gleichen Eigenschaften auf wie das Sitztuch: Körperfreundlich, farbecht, temperatur- und badezusatzbeständig, leicht zu reinigen.



*„Der Juwel-Badelift erfordert keine Umbauarbeiten,
seine Montage geht ohne großen Aufwand über die Bühne.
Ein effektiver Beitrag für die Lebensqualität
älterer Menschen!“*

**Made in
Germany
Eigene Produktion**

Häufige Fragen – überzeugende Antworten

Für welches Körpergewicht ist der Juwel-Badelift ausgelegt?

Der Juwel-Badelift ist bis zu 150 kg Körpergewicht geeignet. Sonderlösungen gibt es bis zu 200 kg – fragen Sie uns einfach!

Elektrogeräte über der Badewanne – ist das nicht gefährlich?

Nein. In dem Gerät steckt langjährige Entwicklungserfahrung; es entspricht selbstverständlich allen Sicherheitsbestimmungen für Nassräume. Darüber hinaus erfolgt der Einbau durch speziell geschultes Fachpersonal, das Ihnen maximale Sicherheit garantiert.

Wie ist das mit der Stromquelle?

Die Energieversorgung des Juwel-Badelifts erfolgt über einen 24-Volt-Hochleistungs-Akku. Dieser Akku ist herausnehmbar und erlaubt Ihnen etwa 30 Wannengänge. Erst dann muss der Akku wieder aufgeladen werden.

Und bei dünnen Badezimmerwänden?

Auch daran soll Ihr neues Badevergnügen nicht scheitern. Unsere Fachleute werden mit Sicherheit eine haltbare Möglichkeit der Befestigung finden – versprochen!

Kann man den Juwel-Badelift testen?

Aber ja! Rufen Sie uns einfach an. Ein Fachberater informiert Sie gerne bei Ihnen zu Hause. Dabei nehmen wir uns viel Zeit für Ihre individuellen Fragen und können Ihnen auch bei schwierigen Umständen maßgeschneiderte Lösungen anbieten.





„Unseren Eltern geht's gut!“

Wer sich für die Pflege seiner Eltern engagiert, übernimmt eine wichtige sozialpolitische Aufgabe. Eine Feststellung, die heute gilt – und in den nächsten Jahrzehnten noch mehr Bedeutung gewinnen wird. Das selbstständige Baden gehört mit Sicherheit zu den elementaren Rechten älterer Menschen: gerade sie sehen fremde Hilfe oft als störenden Eingriff in die Intimsphäre. Der Juwel-Badelift löst dieses Problem verblüffend einfach und sicher. Unsere Senioren können endlich wieder problemlos Ihr Vollbad nehmen und genießen.

Rufen Sie einfach und gebührenfrei an,
lassen Sie sich unverbindlich beraten.



MEDIZINPRODUKTE

Tel. 0800/400 22 44

unverbindliche Beratung

Anruf gebührenfrei



Empfehlen Sie uns weiter!

Neukunden-Adresse: (einfach hier eintragen)

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Bitte
freimachen

JUWEL

MEDIZINPRODUKTE GMBH

Hauptstraße 30

69151 Neckargemünd

Kommt kein Kaufvertrag mit Ihrer Empfehlungsadresse zustande, können wir Ihnen leider keine Dankeschön-Prämie auszahlen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite:

www.juwel-medizinprodukte.com



Made in
Germany
Eigene Produktion

In unserem Firmenverbund mit über 100 Jahren Erfahrung in Konstruktion, Werkzeug- und Maschinenbau, werden in Schönau bei Heidelberg mit hochmoderner Technik und computergesteuerter Präzision die einzigartigen Badelifte gefertigt. Unsere Vertriebsabteilung sorgt mit einem eingespielten Team für Beratung, Planung, Angebotserstellung und Bestellwesen.



MEDIZINPRODUKTE GMBH

Hauptstraße 30
69151 Neckargemünd

Tel.: 0 62 23/9 25 39 90

Fax: 0 62 23/9 25 39 93

E-Mail: info@juwel-medizinprodukte.de
www.juwel-medizinprodukte.com

Unverbindliche Beratung gebührenfrei unter:

Tel. 0800/400 22 44



Europaweiter Vertrieb



Dankeschön Gutschein

200 EURO*

Absender:

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Sicher kennen Sie Freunde, Bekannte oder Verwandte, die sich mit dem Juwel-Badelift ein neues Badevergnügen bereiten könnten.

Empfehlen Sie uns einfach weiter – sollte dadurch ein Kauf des Juwel-Badelifts zustande kommen, bedanken wir uns bei Ihnen mit einer

***Prämie von bis zu 200 EURO.**

(Dieser Gutschein ist nicht übertragbar)